



KINTEK FURNACE

Rotary Furnace Каталог

Contact us for more catalogs of **High Temperature Furnaces**, и т. д.

KINTEK FURNACE

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Kintek Furnace - это технологический новатор, специализирующийся на прецизионном высокотемпературном лабораторном оборудовании, включая муфельные печи, трубчатые печи, вакуумные печи, системы с контролем атмосферы и передовые решения для CVD/PECVD. Разработанные для материаловедения, химических исследований и термической обработки, наши надежные и энергоэффективные системы обеспечивают точность, безопасность и воспроизводимость в экстремальных температурных условиях, позволяя исследователям и промышленным лабораториям добиваться революционных результатов.



Вращающаяся Трубчатая Печь С Вакуумным Уплотнением Непрерывного Действия

Артикул: KT-CRTF



введение

Прецизионная ротационная трубчатая печь для непрерывной вакуумной обработки. Идеально подходит для прокаливания, спекания и термообработки. Настраиваемая температура до 1600°C.

[Узнать больше](#)

Модель печи	KT-CRTF12	KT-CRTF14	KT-CRTF16
Макс. температура	1200°C	1400°C	1600°C
Постоянная рабочая температура	1100°C	1300°C	1500°C
Скорость нагрева	0-20°C/мин	0-10°C/мин	
Материал трубки печи	Кварц/металлические сплавы	Al2O3/Si3N4	
Скорость вращения	0-20 об/мин		
Угол наклона	-5-30 градусов		
Диаметр трубы печи	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 мм		
Длина одной зоны нагрева	300 / 450 / 600 / 800 мм		
Вакуумное уплотнение	Фланец SS 304 с уплотнительным кольцом		
Материал камеры	Японское глиноземное волокно		
Нагревательный элемент	проволочная спираль из Cr2Al2Mo2	SiC	MoSi2
Датчик температуры	K-тип	S тип	B тип
Температурный контроллер	Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном		
Точность регулирования температуры	±1°C		
Электрическое питание	AC110-220V, 50/60HZ		
Различные материалы и размеры труб и длина зоны нагрева могут быть настроены в соответствии с вашими конкретными требованиями.			

Лабораторная Вакуумная Наклонная Вращающаяся Трубчатая Печь Вращающаяся Трубчатая Печь

Артикул: KT-RTF



введение

Лабораторная ротационная печь KINTEK: прецизионный нагрев для прокаливания, сушки, спекания. Индивидуальные решения с вакуумом и контролируемой атмосферой. Расширьте возможности исследований прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель печи	KT-RTF12	KT-RTF14	KT-RTF16
Макс. температура	1200°C	1400°C	1600°C
Постоянная рабочая температура	1100°C	1300°C	1500°C
Скорость нагрева	0-20°C/мин		
Материал трубки печи	Кварц высокой чистоты / нержавеющая сталь 310S	Al2O3 / Si3N4 / 310S нержавеющая сталь	
Скорость вращения	0-20 об/мин (плавная регулировка)		
Угол наклона	От -5 до +30 градусов (Регулируемый, типичный диапазон, может быть настроен)		
Диаметр трубы печи (мм)	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 (Настраиваемый)		
Длина одной зоны нагрева (мм)	300 / 450 / 600 / 800 (настраивается)		
Вакуумное уплотнение	Фланец SS 304 с уплотнительным кольцом / Усовершенствованная система динамического уплотнения		
Материал камеры	Высококачистое глиноземное волокно (например, японское волокно Mitsubishi)		
Нагревательный элемент	Проволочная спираль Cr2Al2Mo2 (сплав Fe-Cr-Al, легированный Mo)	SiC (карбид кремния)	MoSi2 (дисилицид молибдена)
Датчик температуры	K-тип	S-тип	B тип
Контроллер температуры	Цифровой ПИД-регулятор / ПИД-регулятор с сенсорным экраном (с ПЛК)		
Точность регулирования температуры	±1°C		
Электрическое питание	AC110-220V (выбирается), 50/60HZ, однофазный / трехфазный (в соответствии с требованиями)		
Различные материалы трубки, размеры, длина зоны нагрева и другие спецификации могут быть настроены в соответствии с вашими конкретными экспериментальными требованиями.			

Вращающаяся Трубчатая Печь С Несколькоими Зонами Нагрева

Артикул: KT-MRTF



введение

Прецизионная ротационная трубчатая печь с несколькими зонами нагрева для высокотемпературной обработки материалов, с регулируемым наклоном, вращением на 360° и настраиваемыми зонами нагрева. Идеально подходит для лабораторий.

[Узнать больше](#)

Модель печи	KT-MRTF12	KT-MRTF14	KT-MRTF16
Макс. температура	1200°C	1400°C	1600°C
Постоянная рабочая температура	1100°C	1300°C	1500°C
Скорость нагрева	0-20°C/мин	0-10°C/мин	
Материал трубки печи	Кварц/металлические сплавы		Al2O3/Si3N4
Скорость вращения	0-20 об/мин		
Угол наклона	-5-30 градусов		
Диаметр трубы печи	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 мм		
Длина одной зоны нагрева	300 / 450 / 600 / 800 мм		
Количество зон нагрева	2-8 зон		
Вакуумное уплотнение	Фланец SS 304 с уплотнительным кольцом		
Материал камеры	Японское глиноземное волокно		
Нагревательный элемент	проволочная спираль из Cr2Al2Mo2	SiC	MoSi2
Датчик температуры	К-тип	S тип	B тип
Контроллер температуры	Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном		
Точность регулирования температуры	±1°C		
Электрическое питание	AC110-220V, 50/60HZ		

Различные материалы трубки и размер и длина зоны нагрева могут быть настроены



Kintek Furnace

Главный офис: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Чжэнчжоу, Китай

WhatsApp Image not found or type unknown