

1200°C Сплит Трубчатая Печь Лабораторная Кварцевая

Трубчатая Печь С Кварцевой Трубкой

Артикул: KT-TF12



введение

Откройте для себя печь KINTEK с разъемной трубкой 1200°C с кварцевой трубкой для точных высокотемпературных лабораторных применений. Настраиваемая, долговечная и эффективная. Приобретайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель печи	KT-TF12
Макс. температура	1200°C
Постоянная рабочая температура	1100°C
Материал трубки печи	Высокая чистота кварца
Диаметр трубки печи	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 мм
Длина зоны нагрева	300 / 450 / 600 / 800 мм
Вакуумное уплотнение	Фланец SS 304 с уплотнительным кольцом
Номинальное вакуумное давление	0,001Па/10E5 торр
Номинальное положительное давление	0,02Мра/150 торр
Материал камеры	Японское глиноземное волокно
Нагревательный элемент	проволочная спираль из Cr2Al2Mo2
Скорость нагрева	0-20°C/мин
Датчик температуры	Встроенный термопара типа K
Температурный контроллер	Цифровой PID-регулятор/PID-регулятор с сенсорным экраном
Точность регулирования температуры	±1°C
Равномерность температуры	±5°C
Электрическое питание	AC110-220V, 50/60HZ

Другие размеры кварцевых трубок и длина зоны нагрева могут быть изготовлены на заказ. [Запрашивайте о возможностях настройки.](#)

Нет.	Описание	Количество
1	Печь	1
2	Кварцевая трубка	1
3	Вакуумный фланец	2
4	Тепловой блок трубки	2
5	Крючок трубчатого термоблока	1
6	Термостойкая перчатка	1

