

Печь С Контролируемой Инертной Азотной Атмосферой 1400°C

Артикул: KT-14A



ВВЕДЕНИЕ

Печь с контролируемой атмосферой KT-14A для лабораторий и промышленности. Максимальная температура 1400°C, вакуумное уплотнение, контроль инертного газа. Возможны индивидуальные решения.

[Узнать больше](#)

Модель печи	KT-14A
Макс. температура	1400°C
Постоянная рабочая температура	1300°C
Вакуумное давление	-0,1 МПа (относительно атмосферы)
Вакуумный клапан	Игольчатый клапан
Материал камеры	Японское глиноземное волокно
Нагревательный элемент	Карбид кремния (SiC)
Скорость нагрева	0-20°C/мин (регулируемый)
Датчик температуры	S-тип термопары
Температурный контроллер	Цифровой ПИД-регулятор / Опциональный ПИД-регулятор с сенсорным экраном
Точность регулирования температуры	±1°C
Равномерность температуры	±5°C (в определенной равномерной зоне)
Электрическое питание	AC110-220V, 50/60HZ (настраиваемый)

Стандартные размеры камеры (возможны нестандартные размеры)

Размер камеры (ШхДхГ мм)	Эффективный объем (L)	Размер камеры (ШхДхГ мм)	Эффективный объем (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

Принимаются индивидуальные размеры и объемы. [Свяжитесь с нами](#) с вашими конкретными требованиями к размерам.

Нет.	Описание	Количество
1	Печь с контролируемой атмосферой (KT-14A)	1 единица
2	Тепловой блок(ы) / плита очага	1 комплект
3	Щипцы для кюветы	1 штука

4	Термостойкие перчатки	1 пара
5	Руководство по эксплуатации	1 экземпляр