

# 1800°C Высокотемпературная Муфельная Печь Для Лаборатории

Артикул: KT-18M



## Введение

Муфельные печи KINTEK: Прецизионный нагрев до 1800°C для лабораторий. Энергоэффективные, настраиваемые, с ПИД-регулятором. Идеальны для спекания, отжига и исследований.

[Узнать больше](#)

| Модель печи                                       |                       | КТ-18М                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Макс. температура                                 |                       | 1800°C                                                   |                       |
| Постоянная рабочая температура                    |                       | 1700°C                                                   |                       |
| Материал камеры                                   |                       | Япония глинозема волокна                                 |                       |
| Нагревательный элемент                            |                       | Дисилицид молибдена                                      |                       |
| Скорость нагрева                                  |                       | 0-20°C/мин                                               |                       |
| Датчик температуры                                |                       | В тип тепловой пары                                      |                       |
| Температурный контроллер                          |                       | Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном |                       |
| Точность регулирования температуры                |                       | ±1°C                                                     |                       |
| Равномерность температуры                         |                       | ±5°C                                                     |                       |
| Электрическое питание                             |                       | AC110-220V, 50/60HZ                                      |                       |
| Стандартные размеры камер Акции                   |                       |                                                          |                       |
| Размер камеры (мм)                                | Эффективный объем (L) | Размер камеры (мм)                                       | Эффективный объем (L) |
| 100x100x100                                       | 1                     | 300x300x400                                              | 36                    |
| 120x120x130                                       | 2                     | 400x400x400                                              | 64                    |
| 150x150x200                                       | 4.5                   | 500x500x500                                              | 125                   |
| 200x200x200                                       | 8                     | 600x600x600                                              | 216                   |
| 200x200x300                                       | 12                    | 800x800x800                                              | 512                   |
| Размеры и объем конструкции заказчика принимаются |                       |                                                          |                       |

| Нет. | Описание                    | Количество |
|------|-----------------------------|------------|
| 1    | Печь                        | 1          |
| 2    | Тепловой блок               | 1          |
| 3    | Щипцы для тиглей            | 1          |
| 4    | Термостойкая перчатка       | 1          |
| 5    | Руководство по эксплуатации | 1          |