

600T Вакуумный Индукционный Горячий Пресс Вакуумная Термообработка И Спекание Печь

Артикул: KT-VH



введение

Вакуумная индукционная печь горячего прессования 600Т для точного спекания. Передовое давление 600Т, нагрев 2200°C, контроль вакуума/атмосферы. Идеально подходит для исследований и производства.

[Узнать больше](#)

Максимальное давление	600Т
Наружный диаметр пресс-формы	Ø680 мм
Материал пресс-формы	Графит
Большой размер образца	Ø500 мм
Степень холодного вакуума	10 Па
Форма корпуса печи	один на двоих
Метод нагрева	Индукция
Метод давления	Четырехколонное механическое давление