

9Мра Воздушного Давления Вакуумной Термообработки И Спекания Печь

Артикул: KT-APS



введение

Добейтесь превосходного уплотнения керамики с помощью передовой печи для спекания под давлением KINTEK. Высокое давление до 9 МПа, точный контроль 2200°C.

[Узнать больше](#)

Печь для спекания под давлением воздуха	Вертикальная конструкция
Рабочая зона	Ф100×90 мм, Ф200×220 мм и т.д.
Тип нижнего подъема	Ф300×400 мм и т.д.
Горизонтальный тип	250×250×400 мм, 375×375×475 мм и т.д.
Степень холодного вакуума	10 ⁻³ Па, 10Па и т.д.
Максимальное давление	1.2МПа, 2МПа, 6МПа, 9МПа
Температура	2000°C-2200°C