

Пользовательские Механически Обработанные Формованные Ptfе Тefлоновые Части Производителя Для Лабораторных Ito Fto Проводящих Стекол Очищая Корзину Цветка

Артикул: PL-1013



введение

Цветочные корзины из высокочистого ПТФЭ для полупроводников и лабораторий. Химически стойкие, возможно изготовление по индивидуальному заказу. Идеально подходят для кремниевых пластин и стеклянных подложек.

[Узнать больше](#)

Диаметр*ширина канавки*длина канавки*применяемая емкость

60мм*1,5мм*16мм*250мл стакан/20шт

60мм*2,5мм*16мм*250мл стакан/20шт

60мм*1,5мм*21мм*250мл стакан/20шт

60мм*2,5мм*21мм*250мл стакан/20шт

80мм*1,5мм*26мм*500мл стакан/20шт

80мм*2,5мм*26мм*500мл стакан/20шт

80мм*1,5мм*31мм*500мл стакан/20шт

80мм*2,5мм*31мм*500мл стакан/20шт

90мм*2,5мм*41мм*1000мл стакан/22шт