

## Индивидуальные Испарительные Тарелки Из Птфэ Для Различных Областей Применения

Артикул: PL-1004



### введение

Испарительная посуда из высокоочищенного ПТФЭ для лабораторий, устойчивая к воздействию кислот и растворителей. Антипригарная, прочная, идеально подходит для подготовки образцов. Возможны нестандартные размеры. Заказывайте сейчас!

[Узнать больше](#)

| Объем (мл) | Высота (мм) | Внутренний диаметр (мм) |
|------------|-------------|-------------------------|
| 50         | 40          | 80                      |
| 100        | 47          | 91                      |
| 150        | 46          | 105                     |