

Изготовленные На Заказ Сосуды Для Микроволнового Сбраживания Из Птфэ Для Самых Требовательных Областей Применения

Артикул: PL-1003



введение

Высококачественные сосуды для микроволнового пищеварения из ПТФЭ для безопасной подготовки проб без загрязнений. Идеально подходят для ИСП-МС, ААС и трассировочного анализа. Возможны нестандартные размеры.

[Узнать больше](#)

Технические характеристики продукта	Внутренний диаметр горловины (мм)	Диаметр корпуса (мм)	Высота с крышкой (мм)
Сосуд для сбраживания из ПТФЭ 30 мл	25	42	105
Сосуд для вываривания из ПТФЭ 50 мл	29	47	110
Сосуд для сбраживания из ПТФЭ 100 мл	50	62	143
Сосуд для сбраживания из ПТФЭ 200 мл	53	69	163