

Нестандартные Неглубокие Испарительные Тарелки Из Птфэ Для Различных Областей Применения

Артикул: PL-1002



введение

Мелкая испарительная чашка из высокоочищенного ПТФЭ для лабораторий. Химически стойкая, антипригарная, идеально подходит для выпаривания образцов. Возможны нестандартные размеры. Заказать сейчас!

[Узнать больше](#)

Спецификация	Внешний диаметр дна (мм)	Внутренний диаметр горловины (мм)	Общая высота (мм)	Толщина дна (мм)	Толщина стенок (мм)
Неглубокий тип 20 мм	20	15	10	5	2.5
Неглубокий тип 30 мм	30	25	10	5	2.5
Мелкий тип 40 мм	40	30	10	5	5
Мелкий тип 50 мм	50	40	10	5	5
Неглубокий тип 60 мм	60	50	10	5	5
Неглубокий тип 70 мм	70	60	10	5	5
Неглубокий тип 80 мм	80	70	10	5	5
Неглубокий тип 90 мм	90	80	10	5	5
Неглубокий тип 100 мм	100	90	10	5	5