

Пользовательские Ptfе Тefлон Частей Производитель Проводящей Стекло Подложки Очистки Стойки

Артикул: PL-1016



введение

Корзины для цветов из высокочистого ПТФЭ для лабораторной очистки, устойчивые к химическим веществам и экстремальным температурам. Возможно изготовление по индивидуальному заказу для полупроводниковых и медицинских применений.

[Узнать больше](#)

10×10 мм (щель, например, 1,1 мм)	20×20 мм (щель, например, 1,1 мм)	25×25 мм (щель, например, 2,2 мм)	30×30 мм (щель, например, 2,2 мм)
15×15 мм (щель, например, 1,1 мм)	25×25 мм (щель, например, 1,1 мм)	30×30 мм (прорезь, например, 1,1 мм)	