

Пользовательские Ptfе Тefлон Частей Производитель Ptfе Очистки Стойки

Артикул: PL-1015



введение

Корзины для цветов из высокочистого ПТФЭ для лабораторий и полупроводников. Химически стойкие, от -180°C до +250°C, возможны нестандартные размеры. Свяжитесь с KINTEK сегодня!

[Узнать больше](#)

Стандартные опции: Диаметр*Ширина паза*Применяемая емкость

45*1,5 мм*100 мл

45*2,5мм*100мл

60*1,5мм*250мл

60*2,5мм*250мл

80*1,5мм*500мл

80*2,5мм*500мл

90*1,5мм*1000мл

90*2,5мм*1000мл