

Нестандартные Волюметрические Колбы Из Птфэ Для Передовых Научных И Промышленных Применений

Артикул: PL-1018



введение

Волюметрические колбы премиум-класса из ПТФЭ для лабораторий - химическая стойкость, антипригарное покрытие, точные измерения. Идеально подходят для полупроводниковых, медицинских и аналитических применений. Покупайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Объем (мл)	Внутренний диаметр горлышка (мм)	Максимальный внешний диаметр (мм)	Общая высота (мм)	Вес (г)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965