

Высокотемпературная Муфельная Печь Для Лабораторного Измельчения И Предварительного Спекания

Артикул: KT-MD



введение

Печь для обдирки и предварительного спекания керамики KT-MD - точный контроль температуры, энергоэффективная конструкция, настраиваемые размеры. Повысьте эффективность своей лаборатории уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель печи		KT-MD	
Постоянная рабочая температура		1100/1300 °C	
Материал камеры		Японское глиноземное волокно	
Нагревательный элемент		Проволочная спираль Cr2Al2Mo2/карбид кремния	
Скорость нагрева		0-20°C/мин	
Датчик температуры		K/S тип тепловой пары	
Температурный контроллер		Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном	
Точность регулирования температуры		±1°C	
Электрическое питание		AC200-440V, 50/60HZ	
Стандартные размеры камер Акции			
Размер камеры (мм)	Эффективный объем (L)	Размер камеры (мм)	Эффективный объем (L)
300x300x300	27	300x300x400	36
400x400x400	64	500x500x500	125
600x600x600	216	800x800x800	512

Примечание: Другие размеры и объемы могут быть изготовлены в соответствии с вашими требованиями.

Нет.	Описание	Количество
1	Печь	1
2	Тепловой блок	1
3	Щипцы для тиглей	1
4	Термостойкая перчатка	1
5	Руководство по эксплуатации	1