

Лабораторная Муфельная Печь С Нижним Подъемом

Артикул: KT-BL



введение

Повысьте эффективность работы лаборатории с помощью печи с нижним подъемом KT-BL: точный контроль 1600°C, превосходная однородность и повышенная производительность для материаловедения и НИОКР.

[Узнать больше](#)

Модель печи	KT-BL		
Диапазон рабочих температур	1100/1300/1600°C		
Материал камеры	Al2O3 поликристаллическое волокно		
Нагревательный элемент	Карбид кремния/дисилицид молибдена		
Рекомендуемая скорость нагрева	0-20°C/мин (максимум 30°C/мин)		
Датчик температуры	K/S/B тип тепловой пары		
Температурный контроллер	ПИД-регулятор с сенсорным экраном (Yudian advanced)		
Точность регулирования температуры	±1°C		
Равномерность температуры	±5°C		
Электрическое питание	AC110-220V, 50/60HZ		
Стандартные размеры камер (возможны нестандартные размеры)			
Размер камеры (мм)	Эффективный объем (L)	Размер камеры (мм)	Эффективный объем (L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
Принимаются размеры и объемы, разработанные заказчиком. Запрашивайте подробности.			

Нет.	Описание	Количество
1	KT-BL Печь для подъема дна	1
2	Тепловой блок/Стадия загрузки	1 (или 2, если выбрана двухступенчатая опция)
3	Щипцы для сжигания	1
4	Термостойкие перчатки	1 пара
5	Руководство по эксплуатации	1