

Лабораторная Кварцевая Трубчатая Печь Rtp Heating Tubular Furnace

Артикул: KT-RTP



введение

Трубчатая печь быстрого нагрева RTP компании KINTEK обеспечивает точный контроль температуры, быстрый нагрев до 100°C/сек и разнообразные варианты атмосферы для передовых лабораторных применений.

[Узнать больше](#)

Модель печи	KT-RTP	KT-RTP Pro
Регулятор температуры	Цифровой ПИД-регулятор	ПИД-регулятор с сенсорным экраном
Мультипрограммная предустановка	нет	да
Перезапуск при отключении питания	нет	да
Макс. температура	1100°C	
Постоянная рабочая температура	1000°C	
Материал трубки печи	Высокий класс кварца / Al ₂ O ₃ глинозема	
Диаметр печной трубки	50 / 60 / 80 / 100 мм	
Длина зоны нагрева	300 / 450 / 600 / 800 мм	
Вакуумное уплотнение	Фланец SS 304 с массивным медным уплотнительным кольцом	
Номинальное вакуумное давление	0,001Па/10E5 торр	
Материал камеры	Японское глиноземное волокно Al ₂ O ₃	
Нагревательный элемент	Проволочная спираль из Cr ₂ Al ₂ Mo ₂	
Датчик температуры	Встроенный термopара типа K	
Точность контроля температуры	±1°C	
Электрическое питание	AC110-220V, 50/60HZ	
Другие размеры печной трубки и длина зоны нагрева могут быть настроены		

Нет.	Описание	Количество
1	Печь	1
2	Глиняная трубка	1
3	Вакуумный фланец	2
4	Тепловой блок трубки	2
5	Крючок трубчатого термоблока	1
6	Термостойкая перчатка	1
7	Руководство по эксплуатации	1