

Глубокие Испарительные Тарелки Из Птфэ Индивидуальные Лабораторные И Промышленные Решения

Артикул: PL-1001



введение

Высококачественная глубокая испарительная посуда из ПТФЭ для лабораторий. Химически стойкая, антипригарная и настраиваемая. Идеально подходит для работы с образцами. Приобретайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Тип тарелки	Внешний диаметр дна (мм)	Внутренний диаметр горловины (мм)	Высота (мм)	Толщина дна (мм)	Толщина стенок (мм)
Глубокий тип 20 мм	20	15	20	5	2.5
Глубокий тип 30 мм	30	25	20	5	2.5
Глубокий тип 40 мм	40	30	20	5	5
Глубокий тип 50 мм	50	40	20	5	5
Глубокий тип 60 мм	60	50	20	5	5
Глубокий тип 70 мм	70	60	20	5	5
Глубокий тип 80 мм	80	70	20	5	5
Глубокий тип 90 мм	90	80	20	5	5
Глубокий тип 100 мм	100	90	20	5	5
Глубокий тип 120 мм	120	110	20	5	5