

Вакуумная Печь Для Термообработки С Футеровкой Из Керамического Волокна

Артикул: KT-VF



введение

Вакуумная печь KINTEK с футеровкой из керамического волокна обеспечивает точную высокотемпературную обработку до 1700°C, равномерное распределение тепла и энергоэффективность. Идеально подходит для лабораторий и производства.

[Узнать больше](#)

Модель печи	KT-VF12 / KT-VF17
Макс. температура	1200°C / 1700°C
Постоянная рабочая температура	1100°C / 1600°C
Материал камеры	Керамическое поликристаллическое волокно
Нагревательный элемент	Проволочная спираль Cr2Al2Mo2 / дисилицид молибдена (MoSi2)
Скорость нагрева	0-20°C/мин (регулируемый)
Датчик температуры	Встроенный К-типа / В-типа термопары
Температурный контроллер	ПИД-регулятор с сенсорным экраном и ПЛК
Точность регулирования температуры	±1°C
Равномерность температуры	±5°C
Электрическое питание	AC110-440V, 50/60HZ (настраиваемый)

Стандартные размеры камеры доступны (настройка приветствуется)			
Размер камеры (мм) (Д x Ш x В)	Эффективный объем (L)	Размер камеры (мм) (Д x Ш x В)	Эффективный объем (L)
100x100x100	1	400x400x500	80
150x150x200	4.5	500x500x600	125
200x200x300	12	600x600x700	253
300x300x400	36	800x800x800	512
Для удовлетворения ваших конкретных потребностей в исследованиях мы можем разработать индивидуальные размеры и объемы.			