

Вакуумная Печь Для Спекания Молибденовой Проволоки

Артикул: KT-VMW



введение

Вакуумная печь для спекания молибденовой проволоки KINTEK отлично подходит для высокотемпературных, высоковакуумных процессов спекания, отжига и исследования материалов. Достигайте точного нагрева до 1700°C с равномерными результатами. Возможны индивидуальные решения.

[Узнать больше](#)

Максимальная температура	1700°C (номинальная 1600°C)
Размер рабочей зоны (примеры)	Ф60×80 мм, Ф160×160 мм, Ф200×200 мм, Ф300×400 мм, Ф400×500 мм (настраиваемый)
Холодная предельная степень вакуума	10 ⁻³ Па или 10 ⁻⁴ Па
Скорость нарастания давления	≤3 Па/ч
Источник питания	Трехфазный 380 В 50 Гц (настраиваемый)
Равномерность температуры печи	±5 °C (под вакуумом)
Способы загрузки и выгрузки	Верхняя, боковая или нижняя загрузка
Опции защитного газа	Автоматическая зарядка и разрядка для аргона, азота, водорода.
Способ управления	ПЛК с сенсорным ЖК-дисплеем