

Вакуумная Термообработанная Печь Для Спекания С Давлением Для Вакуумного Спекания

Артикул: KT-VPS



введение

Вакуумная печь для спекания под давлением KINTEK обеспечивает точность 2100°C для керамики, металлов и композитов. Настраиваемая, высокопроизводительная и свободная от загрязнений. Получите предложение прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Максимальная температура	2100°C
Диапазон давления	10-800T
Метод нагрева	Графит
Степень вакуума	6x10-3Па
Эффективное рабочее пространство	Настраиваемый